

LAB

# CRP Ultra


Un unico prodotto per la procedura  
ultra-sensibile e standard




**SENTINEL**  
DIAGNOSTICS

# CRP Ultra

## CRP Ultra, precisione Inter Assay



## CRP Ultra valutazione del rischio



## Caratteristiche e Vantaggi

- Due differenti procedure: "ultra-sensibile" e "standard" per soddisfare le diverse esigenze dell'utilizzatore cambiando semplicemente i punti di calibrazione ed il volume del campione
- Sensibilità metodo standard: 0.04 mg/dL
- Sensibilità metodo ultra-sensibile: 0.01 mg/dL
- Linearità metodo standard fino a 32 mg/dL
- Linearità metodo ultra-sensibile fino a 16 mg/dL
- Eccellente precisione del metodo
- Nessun effetto di prozona fino a 100 mg/dL
- Elevata stabilità a bordo fino a 60 giorni
- Confezionato in flaconi universali\* S-UV (Sentinel Universal Vials) direttamente utilizzabili sugli analizzatori automatici di Chimica Clinica più diffusi (AU serie, ADVIA serie, Roche Modular, Hitachi 917, DIRUI serie, Mindray BS-800)

## Il Metodo

Sentinel CRP Ultra è un test immunoturbidimetrico su particelle di lattice.

Rif.	Descrizione	Taglio Kit
11508H*	CRP Ultra	2x20 mL; 2x20 mL
11508A*	CRP Ultra	3x50 mL; 3x50 mL
11532	CRP Calibrator set (0.5-1-2-4-8-16-32 mg/dL)	7x2 mL
11533	CRP Calibrator US (0,25 mg/dL)	1x2 mL
11210	Immuno Control 1	1x5 mL
11212	Immuno Control 2	1x5 mL
11211A	Immuno Control Set (2 Levels)	2x(2x1) mL
11540	CRP Control US (0,05 mg/dL)	3x2 mL

## Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2  
20152 Milano  
Tel.: +39 02 3455141  
Fax: +39 02 34551464  
sentinel@sentinel.it  
www.sentinel diagnostics.com

