

LAB

Homocysteine Liquid

Bireagente liquido



SENTINEL
DIAGNOSTICS

Homocysteine Liquid

Caratteristiche e vantaggi


- Bireagente pronto all'uso
- Stabilità a bordo 30 giorni
- Calibrazione a due punti
- Stabilità della calibrazione 30 giorni
- Campione: EDTA, SST, Siero, Heparinized plasma
- Sensibilità: 1.0 µmol/L
- Linearità fino a 46.0 µmol/L
- Confezionato in flaconi universali S-UV (Sentinel Universal Vials) direttamente utilizzabili sugli analizzatori automatici più diffusi di Chimica Clinica (AU serie, ADVIA serie, Roche Modular, Hitachi 917, DIRUI serie, Mindray BS-800)
- Eccellente correlazione con i metodi immunologici e HPLC
- Standardizzazione NIST SRM 1955, "Hcy Standard Reference Material"
- Primo risultato in meno di 15 minuti
- Migliore ottimizzazione delle potenzialità dei sistemi di Chimica Clinica

Precisione⁽¹⁾

Livello	Nella serie			Totale		
	1	2	3	1	2	3
Media µmol/L	7,0	36,0	48,3	7,0	36,0	48,3
CV %	1,9	1,3	1,1	3,3	2,5	2,0

⁽¹⁾ Studio di precisione condotto su Olympus AU400 in accordo con il protocollo NCCLS EP-7 utilizzando pool di plasma a livelli bassi (1), medi (2) e alti (3).

Confronto tra metodi Plasma EDTA AU400 vs AxSYM



Rif.	Descrizione	Taglio Kit
17370H*	Homocysteine Liquid	1x30 mL + 1x5,0 mL
16370S	Homocysteine Control Kit	3x(1x1,5)




Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2
20152 Milano
Tel.: +39 02 3455141
Fax: +39 02 34551464
sentinel@sentinel.it
www.sentinel diagnostics.com



SENTINEL
DIAGNOSTICS



WATCHING OVER LIFE