

LAB

EASY-CARD

CAMPIONE FECALE

Alta definizione
in gastroenterologia

EASY-CARD H. pylori Ag

EASY-CARD Occult Blood

EASY-CARD Calprotectin

EASY-CARD Calprotectin Quant

SENTINEL
DIAGNOSTICS

EASY-CARD

Alta definizione in gastroenterologia

Linea Easy-Card di Sentinel Diagnostics:

Un profilo completo per la definizione delle patologie gastrointestinali con notevoli vantaggi per il paziente e per il laboratorio:

- Metodi non invasivi: campione fecale
- Semplice esecuzione dei test
- Solo 4 gocce di campione estratto per un risultato
- Risultato in 5 o 10 minuti
- Chiara interpretazione
- Elevata affidabilità diagnostica
- Metodi immunocromatografici su card
- Anticorpi monoclonali
- Banda di controllo per conferma della funzionalità

Easy-Card H. pylori Ag

Anticorpo monoclonale antigene H. pylori.



Easy-Card Occult Blood

Metodo immunologico altamente specifico per emoglobina "intatta" nelle feci, dovuta a perdite di sangue del colon-retto.



Easy-Card Calprotectin

Sensibilità di 50 µg/g di feci.



Easy-Card Calprotectin Quant

Combinazione di due membrane di reazione a differente sensibilità: 50 e 200 µg/g di feci.



Ref.	Descrizione	Taglio
14656	Easy-Card H. pylori Ag	20 Card - 20 Collection Tube
14800	Easy-Card Occult Blood	25 Card - 25 Collection Tube
14660	Easy-Card Calprotectin	20 Card - 20 Collection Tube
14661	Easy-Card Calprotectin Quant	10 Card - 10 Collection Tube

Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2
20152 Milano
Tel.: +39 02 3455141
Fax: +39 02 34551464
sentinel@sentinel.it
www.sentinel diagnostics.com

