

STAT-NAT[®]

LAB

Malaria Screening & Malaria Typing

**PCR end-point multiplex per lo screening
e la tipizzazione dell'infezione malarica**

STAT-NAT[®] Malaria Screening e STAT-NAT[®] Typing:
reattivi standardizzati, pronti all'uso e stabili a
temperatura ambiente.



SENTINEL
DIAGNOSTICS

STAT-NAT®

Malaria Screening & Malaria Typing

LAB

Per una diagnosi molecolare accurata, rapida e semplice dell'infezione malarica.



Pronta all'uso

Miscela completa di enzima, primers e sonde, pronta all'uso. Un vial/un test.



Sangue intero

Test applicabile su DNA estratto da campioni di sangue intero.



Stabile a temp. ambiente

STAT-NAT® è liofilizzato e garantisce una conservazione a lungo termine a temperatura ambiente.



Controllo interno

Controllo interno di amplificazione e di estrazione.



Riproducibile

STAT-NAT® è un prodotto pronto all'uso che riduce le variabili analitiche.



Flessibile


STAT-NAT® può migliorare la sensibilità del test, anche con campioni di DNA poco concentrati.



Brevetto N°
WO2010133628 A1


STAT-NAT® Malaria Screening

Test qualitativo che permette di identificare in campioni di DNA estratto da sangue intero la presenza di uno dei 4 plasmodi, **Plasmodium spp.** (*P. spp.*), che infettano l'uomo e contemporaneamente la presenza della specie più letale (***P. falciparum***). È inclusa l'amplificazione anche di un **controllo interno** (beta-globina umana).



STAT-NAT® Malaria Typing

Test qualitativo che permette di identificare in campioni di DNA estratto da sangue intero la presenza di 3 dei 4 plasmodi che infettano l'uomo (***Plasmodium malariae, ovale o vivax***), esclusa la specie più letale (***P. falciparum***). È inclusa l'amplificazione anche di un **controllo interno** (beta-globina umana).



Ref.	Descrizione	Taglio
1N051	STAT-NAT® Malaria Screening	Conf. 48 test
1N052	STAT-NAT® Malaria Typing	Conf. 48 test

Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2
20152 Milano
Tel.: +39 02 3455141
Fax: +39 02 34551464
sentinel@sentinel.it
www.sentinel diagnostics.com

CE



SENTINEL
DIAGNOSTICS



WATCHING OVER LIFE