

STATONAT®

LAB

Leishmania spp.

**Kit in PCR Real-Time
per una diagnosi accurata
e semplice della Leishmaniosi**



SENTINEL
DIAGNOSTICS

STAT-NAT®


LAB

Leishmania spp.

Per una diagnosi molecolare accurata, rapida e semplice della leishmaniosi.

La **leishmaniosi** è una parassitosi endemica in molti paesi e riemergente nell'area mediterranea. Una diagnosi rapida e precisa permette un trattamento precoce della patologia che può ridurre la durata dell'infezione e prevenire eventuali complicazioni.

Il kit **STAT-NAT® Leishmania spp.** è in grado di riconoscere tutte le specie del parassita. È stato realizzato con la tecnologia STAT-NAT® brevettata da Sentinel, che consiste in una **master mix liofila**, caratteristica che ne permette la **conservazione** ed il **trasporto a temperatura ambiente**, contenente tutti i reagenti necessari per l'analisi in PCR Real-Time.



Brevetto N°. W02010133628 A1

Ref.	Descrizione	Taglio
1N053	STAT-NAT® Leishmania spp.	48 test



Pronta all'uso

Miscela completa di enzima, primers e sonde, pronta all'uso. Un vial/un test.



Stabile a temperatura ambiente

STAT-NAT® è liofilizzato e garantisce una conservazione a lungo termine a temperatura ambiente.



Riproducibile

STAT-NAT® è un prodotto pronto all'uso che riduce le variabili analitiche.



Sangue intero

Test applicabile su DNA estratto da campioni di sangue intero.



Controllo interno

Controllo interno di amplificazione e di estrazione.



Ecologico

STAT-NAT® non necessita di imballaggi ingombranti nè di spedizione a temperatura controllata.

Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2
20152 Milano
Tel.: +39 02 3455141
Fax: +39 02 34551464
sentinel@sentinel.it
www.sentinel diagnostics.com



SENTINEL DIAGNOSTICS



WATCHING OVER LIFE