

STATONAT[®]

RNA Mix

Master Mix Universale
per RNA: il modo
più semplice per eseguire
una reazione One-Step RT-PCR



SENTINEL
DIAGNOSTICS


STAT-NAT®

RNA Mix

Master Mix Universale per RNA:
il modo più semplice per eseguire
una reazione One-Step RT-PCR

Il kit **STAT-NAT® RNA Mix**, realizzato con la tecnologia STAT-NAT® brevettata da Sentinel, consiste in una **master mix liofila**, caratteristica che ne permette la **conservazione ed il trasporto a temperatura ambiente**.


Il kit STAT-NAT® RNA Mix permette di effettuare le reazioni di retroscrittione e amplificazione degli acidi **in un'unica reazione**.




Brevetto N°
W02010133628 B1

Il kit STAT-NAT® RNA Mix contiene tutti i reagenti necessari per effettuare la reazione One-Step RT-PCR ad eccezione di primer e sonde.

End Point PCR



Real-Time PCR



Ref.	Description	Kit size
1N005	STAT-NAT® RNA Mix	96 test



Stabile a temperatura ambiente

STAT-NAT® è liofilizzato e garantisce una conservazione a lungo termine a temperatura ambiente.



Facile

STAT-NAT® contiene tutti i reattivi necessari. Gli enzimi (Hot-Start Polymerase e Reverse Transcriptase) sono inclusi.



Riproducibile

STAT-NAT® è un prodotto pronto all'uso che riduce le variabili analitiche.



Universale

La tecnologia STAT-NAT® garantisce prestazioni eccellenti in tutte le più diffuse tecniche di biologia molecolare.



Flessibile

STAT-NAT® può migliorare la sensibilità del test, anche con campioni di DNA poco concentrati.



Ecologico

STAT-NAT® non necessita di imballaggi ingombranti né di spedizione a temperatura controllata.

Sentinel CH. SpA

Via Robert Koch, 2
20152 Milano
Tel.: +39 02 3455141
Fax: +39 02 34551464
sentinel@sentinel.it
www.sentinel diagnostics.com



SENTINEL

DIAGNOSTICS



WATCHING OVER LIFE